

Sinocare

Naudotojo vadovas

Išmaniosios svarstyklės

CW286



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą

Prietaiso savybės

1. LED ekrano dydis: 63,5 x 26 mm / 2,5 x 1,02 colio.
2. Prietaiso dydis: 280 x 280 x 25 mm / 11,02 x 11,02 x 0,98 colio.
3. Matavimo vienetai: kg / svarai / stonai (pasirenkama programoje).
4. Sveriamą masę: 0,1-180 kg / 0,2-396 svarai / 0,01-28 stonai.
5. Tikslumas: 0,05 kg / 0,1 svaro / 0,01 stono.
6. Veikimo temperatūra / drėgmė: 5-40 °C / ≤90 %.
7. Maitinimas : 3 x 1,5 V AAA tipo maitinimo elementai.
8. Prietaiso masė: 1,2 kg.

Atsargumo priemonės naudojant

1. Svarstyklės padėkite ant lygaus paviršiaus, negalima dėti ant šlapio ir slidaus paviršiaus.
2. Nestovėkite ant svarstyklių krašto ir nešokite ant jų, kad išvengtumėte kritimo.
3. Vaikai iki 10 metų amžiaus neturėtų naudotis prietaisu, kad nesusižeistų.
4. Norėdami, kad duomenys būtų patikimi, matavimus atlikite kiekvieną dieną tuo pačiu metu.
5. Savarankiškai neardykite prietaiso.
6. Nevalykite prietaiso vandeniu ar lakia alyva.
7. Tinkamai įstatykite maitinimo elementus. Jeigu prietaisu ilgai nesinaudosite, išimkite maitinimo elementus.

Išmaniųjų svarstyklių naudojimo aprašymas

1. Maitinimo elementų įdėjimas

- a. Nuimkite dangtelį nuo maitinimo elementų skyrelio, esančio svarstyklių apačioje, ir įstatykite maitinimo elementus, laikydamiesi poliariškumo.
- b. Kai ekrane atsiranda užrašas „Lo“, tai reiškia, kad maitinimo elementai išsikrovę ir juos reikia pakeisti.

2. Automatinis išsijungimas

Jeigu ant svarstyklių nieko nėra, jos automatiškai išsijungia po 10 sekundžių. Jeigu didžiausia apkrova viršijama 2,5 kg, svarstyklės irgi automatiškai išsijungia.

3. Svėrimo tikslumas

0,1-2 kg	± 0,00 kg
2-5 kg	± 0,05 kg
5-50 kg	± 0,1 kg
50-100 kg	± 0,2 kg
100-150 kg	± 0,3 kg
150-182 kg	± 0,5 kg

4. Reikalavimai įrangai

Mažai energijos vartojanti „Bluetooth“ 4.2 versija, „Android“ 4.3 ir naujesnė versija, IOS 8.0 ir naujesnė versija.

5. Pirmasis naudojimas

- a. Pirmojo naudojimo metu IOS įrenginys bus suderinamas su sveikatos įrankių programine įranga. Galite pasirinkti, ar jis suderinamas. „Android“ įrenginiai neturi šios savybės.
- b. Paleiskite programą, įveskite asmeninę informaciją, ją išsaugokite ir pereikite į pagrindinę sąsają.
- c. Susijunkite su prietaisu „Bluetooth“ ryšiu.
- d. Pirmą kartą turite savo įrenginį suporuoti su išmaniosiomis svarstyklėmis.

6. Istorija

1. Paspauskite „Weight“ [Svoris] pagrindinėje sąsajoje, jei norite peržiūrėti anksčiau atliktų matavimų istoriją.
2. Anksčiau išsaugotų matavimų istoriją taip pat galite peržiūrėti viršutiniame dešiniajame duomenų kreivės kampe.
3. Palieskite kiekvieną istorinių duomenų dalį, kad peržiūrėtumėte tuo metu išmatuotus duomenis.

7. Naudotojo registracija

- a. „Sinohealth“ turi duomenų saugyklą yra debesyje. Jeigu jūs norite saugoti informaciją debesyje, prašome užsiregistruoti „Sinohealth“ ir prisijungti bei patvirtinti susitarimą atskleisti visą informaciją apie jūsų kūną bendrovei „Sinohealth“.
- b. Užsiregistruokite ir prisijunkite prie „Sinohealth“.

8. Šeimos narių įtraukimas

- a. „Sinohealth“ leidžia jums ir jūsų šeimos nariams valdyti sveikatą.
- b. Palieskite pagrindinį ekraną ir įtraukite šeimos narius į nustatymus.

9. Kiti klausimai

- a. Šiam gaminiui taikoma vienerių metų garantija. Jeigu turite klausimų, galite susisiekti: info@lefu.cc arba support@sinocare.com.
- b. Dažnai užduodamus klausimus apie „Sinohealth“ galima rasti programos DUK skyriuje.

10. Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai

- Kaip iš naujo sukalibruoti svarstyklės?
 - Tiesiog užlipkite ant svarstyklių ir įjunkite maitinimą, po to nulipkite nuo svarstyklių ir gražinkite rodmenis į 0,0 kg rodmenį, o kalibravimas bus atliekamas automatiškai.
- Kodėl svarstyklės neveikia? Kodėl ekrane nerodoma informacija? Kodėl informacija ekrane mirksi ir dingsta?

- Patikrinkite, ar buvo pašalinta izoliacinė plokštelė, ar įdėti maitinimo elementai, gal išsikrovę maitinimo elementai, todėl turi būti pakeisti naujais.
- Negalima prisijungti su programa.
- Patikrinkite savo telefono modelį. Programa veikia su „Android“ 4.3 ar naujesne versija, Android įrenginiai palaiko „Bluetooth“ 4.2, IOS įrenginiai palaiko IOS 8.0 arba naujesnę versiją. Jei naudojate „Android“ 5 ar naujesnę versiją, prieš prisijungdami „Bluetooth“ įjunkite telefone GPS padėties nustatymą (informacija apie vietą programoje rodoma „Allow“ [Leisti])
- IOS 11 versijoje „Bluetooth“ ryšys įjungtas nustatymų sąsajoje, tačiau iš tikrųjų jis gali būti išjungtas valdymo sąsajoje. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas nustatymo sąsajoje ir valdymo sąsajoje.
- Jeigu jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu susijungęs su kitais įrenginiais, nuo jų reikia atsijungti, prieš susijungiant su išmaniosiomis svarstyklėmis.



Pagaminta Kinijoje