

S2 | Hot Stone Massage Wand Collection




Instruction Manual



ELEEELS

Pro Massage Made Easy

ELEEELS S2 / S2A / S2B at a Glance



7



8



- 1) The wands
- 2) Switch for temperature control
- 3) Type C charging port beneath the flip
- 4) Temperature indicator and power indicator
- 5) Hand polished natural bian massage stone
- 6) Torus holder
- 7) Aromatherapy massage oil (included in S2 only)
- 8) Type-C cable

Weight: 3.31 lbs. / 1.5 kg
Input: Type-C 5V/2A

CHARGING


- 1) Flip over the rubber cover to unveil the USB Type-C charging port. Connect USB Type-C cable to the charging port.
- 2) The charging speed depends on what adapter is used. It is suggested to use an adapter supporting Type C (5V/2A) to fully charge in approximately 4 hours.
- 3) During charging, the power indicator flashes in green slowly. When the green light stops flashing, the device is fully charged.
- 4) The power indicator shows the battery level:
 - a) Flashing Red Light: 0-10%
 - b) Flashing Green Light: 10-99%
 - c) Solid Green Light: 100%

OPERATING - HOT STONE MASSAGE WAND


- 1) Switch the control clockwise once to power on the device. Switch the control repeatedly to adjust the temperature setting during operation. Switch clockwise for higher temperatures, and anti-clockwise for lower temperatures or power off.
- 2) The temperature indicator indicates the corresponding heat level.
 - Level 1 (yellow light, 45 degrees Celsius)
 - Level 2 (orange light, 50 degrees Celsius)
 - Level 3 (red light, 55 degrees Celsius)
 - Level 4 (white light, 60 degrees Celsius)
- 3) Always start with level 1 for first-time use.
- 4) After switching on for 1 minute, the wand(s) will be warmed up and ready to use.
- 5) Place the hot stone wands either on arms, shoulder, neck, back, abdominal, buttock, legs, or feet of your partner or yourself and apply the 7 massage skills to enjoy hot stone massage treatment.
- 6) Apply a small amount of massage oil on the skin or on the wand when lubrication is needed.
- 7) Switch the control anti-clockwise once during Level 1 to power off the device.
- 8) When the battery level is lower than 10%, the power indicator flashes in red. The device will turn off in 3 minutes. Please recharge the battery.

OPERATING - 7 MASSAGE SKILLS BY THE 2 WANDS

Flat Hot Stone
Massage Wand



Precision Hot Stone
Massage Wand



Please visit below link for tutorial of massage skills by ELEEELS S2 / S2A / S2B:
<https://www.youtube.com/c/ELEEELS>

WARNINGS & CAUTIONS

- This device is specifically intended for body massage using hot bian stone(s).
- This device and its components are not designed to be used by children.
- Gently place the wand(s) on the torous holder.
- **Always touch the stones first to feel the temperature before applying on body.**
- Stop the massage immediately if you feel uncomfortable.
- Do not use the device inside Finnish bath with very high humidity.
- Always switch off the product when not in use and before cleaning.
- Avoid touching the charging port or power switch with wet or damp hands.
- Do not place the device next to a heat source, water, or other liquids.
- Do not place any objects or pour liquid on the device.
- If this product stops working, switch off the product immediately. Seek professional advice before attempting to re-use it.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not drop the appliance.
- Do not tamper or alter the appliance in any way.

MAINTENANCE & CLEANING

- Use a soft towel to clean the device. Add a minimal amount of detergent to clean the massage oil.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.

DISCLAIMER

Please do not use the ELEEELS S2 / S2A / S2B without first obtaining approval from your doctor if you are pregnant, or diagnosed with any of the following conditions: malignant tumor, scoliosis or abnormality, hypertension, osteoporosis, thrombosis, severe aneurysm, dermatitis and other skin infections (including inflammation of subcutaneous tissue), wounds, and severe circulatory disorders.

Our hot stone is a natural product and has been hand polished as such contains slight variations in color, veining, texture, contour, or shading.

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE.

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

Please visit below link for instruction manual in other languages:

<http://www.eleeeels.com/im>



RoHS



**UK
CA**

S2

Varm Sten
Massage Stav
Kollektion



Instruktionsmanual




ELEEELS


Pro Massage gjort let

Et blik på ELEEELS S2 / S2A / S2B

Flad Varm Sten
Massage Stav



Præcision Varm
Sten Massage Stav



7



8



- 1) Tryllestavene
- 2) Kontakt til temperaturstyring
- 3) Type C-opladningsport under klappen
- 4) Temperaturindikator og strømindikator
- 5) Håndpoleret naturlig bian massagesten
- 6) Torus holder
- 7) Aromaterapi massageolie
- 8) Type-C kabel

Vægt: 3,31 lbs. / 1,5 kg
Indgang: Type-C 5V/2A

OPLADNING


- 1) Vend gummidækslet for at afsløre USB Type-C-opladningsporten. Tilslut USB Type-C-kabel til opladningsporten.
- 2) Opladningshastigheden afhænger af hvilken adapter der bruges. Det anbefales at bruge en adapter, der understøtter Type C (5V/2A) for at oplade helt på cirka 3 timer.
- 3) Under opladning blinker strømindikatoren langsomt grønt. Når det grønne lys holder op med at blinke, er enheden fuldt opladet.
- 4) Strømindikatoren viser batteriniveaue:
 - a) Blinkende rødt lys: 0-10 %
 - b) Blinkende grønt lys: 10-99 %
 - c) Fast grønt lys: 100 %

BETJENING - HOT STONE MASSAGESTAND

- 1) Drej knappen én gang med uret for at tænde for enheden. Skift knappen gentagne gange for at justere temperaturindstillingen under drift. Skift med uret for højere temperaturer og mod uret for lavere temperaturer eller sluk.
- 2) Temperaturindikatoren angiver det tilsvarende varmeniveau.
Niveau 1 (gult lys, 45 grader Celsius)
Niveau 2 (orange lys, 50 grader Celsius)
Niveau 3 (rødt lys, 55 grader Celsius)
Niveau 4 (hvidt lys, 60 grader Celsius)
- 3) Start altid med niveau 1 ved førstegangsbrug.
- 4) Efter at have tændt i 1 minut, vil staven/stavene være varmet op og klar til brug.
- 5) Placer de varme stenstave enten på arme, skulder, nakke, ryg, mave, balder, ben eller fødder på din partner eller dig selv, og anvend de 7 massagefærdigheder for at nyde hot stone massagebehandling.
- 6) For at nyde hot stone massage, påfør en lille mængde ELEEEELS Care Massage Oil på huden eller på tryllestaven, før du placerer de hot stone tryllestave på kroppen.
- 7) Drej kontrollen mod uret én gang under niveau 1 for at slukke for enheden.
- 8) Når batteriniveaue er lavere end 10 %, blinker strømindikatoren rødt. Enheden slukker om 3 minutter. Genoplad venligst batteriet.

BETJENING - 7 MASSAGEFÆRDIGHEDER VED DE 2 TRAVEL

Flad Varm Sten
Massage Stav



Præcision Varm Sten
Massage Stav



Besøg venligst nedenstående link for vejledning i massagefærdigheder af ELEEELS S2 / S2A / S2B: <https://www.youtube.com/c/ELEEELS>

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

- Denne enhed er specifikt beregnet til kropsmassage ved hjælp af varme bian-sten(e).
- Denne enhed og dens komponenter er ikke designet til at blive brugt af børn. Holdes væk fra børn.
- Placer forsigtigt staven(e) på stativet(e).
- Rør altid først ved stenene for at mærke temperaturen, før de påføres på kroppen.
- Stop massagen med det samme, hvis du føler dig utilpas.
- Brug ikke enheden i finsk bad med meget høj luftfugtighed.
- Sluk altid for produktet, når det ikke er i brug og før rengøring.
- Undgå at røre ved opladningsporten eller strømafbryderen med våde eller fugtige hænder.
- Anbring ikke enheden ved siden af en varmekilde, vand eller andre væsker.
- Anbring ikke genstande eller hæld væske på enheden.
- Hvis dette produkt holder op med at fungere, skal du straks slukke for produktet. Søg professionel rådgivning, før du forsøger at genbruge dette produkt.
- Fjern ikke skruer, og forsøg ikke at skille dem ad.
- Tab ikke apparatet.
- Undlad at ændre eller ændre apparatet på nogen måde.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

- Brug et blødt håndklæde til at rengøre enheden. Tilføj en minimal mængde rengøringsmiddel for at rense massageolien.
- Rengør ikke enheden med kemikalier eller alkohol.

ANSVARSRASKRIVELSE

Brug venligst ikke ELEEELS S2 uden først at have fået din læges godkendelse, hvis du er gravid eller diagnosticeret med en af følgende tilstande: ondartet tumor, skoliose eller abnormitet, hypertension, osteoporose, trombose, svær aneurisme, dermatitis og andre hudinfektioner (herunder betændelse i subkutant væv), sår og alvorlige kredsløbsforstyrrelser.

Vores varme sten er et naturprodukt og er blevet håndpoleret, da den indeholder små variationer i farve, åring, tekstur, kontur eller skygge.

GARANTI

HVIS DETTE PRODUKT INDEN FOR ET ÅR FRA KØBSDATOEN FEJLLER PÅ GRUND AF EN DEFEKT I MATERIALET ELLER UDARBEJDET, VIL ELEEELS REPARERE ELLER UDSKIFTE PRODUKTET; ELLER FEJLLET KOMPONENT(ER), GRATIS.

DENNE GARANTI UDELUKKER:

- (a) Skader forårsaget af uheld, misbrug eller forkert håndtering under transport;
- (b) Skader opstået fra brug af enheder fra uautoriseret reparation;
- (c) Fejlfunktion af enheder, der ikke bruges i overensstemmelse med ELEEELS plejeinstruktioner;
- (d) Skader, hvor omkostningerne ved reparation overstiger produktets omkostninger;
- (e) Forringelse af det leverede produkt som følge af unormal opbevaring og/eller sikring forhold på kundens område, og
- (f) Ethvert produkt, for hvilket et dateret købsbevis ikke kan fremlægges.



RoHS



**UK
CA**

S2

Colección de varitas
de masaje con
piedras calientes



Manual de instrucciones




ELEEELS

Masaje profesional hecho fácil

ELEEELS S2 de un vistazo

Varita de masaje
con piedras
calientes planas

Varita de masaje con
piedras calientes de
precisión



7



8



- 1) Las varitas
- 2) Interruptor para control de temperatura.
- 3) Puerto de carga tipo C debajo de la tapa
- 4) Indicador de temperatura e indicador de potencia.
- 5) Piedra de masaje bian natural pulida a mano.
- 6) Soporte de toro
- 7) Aceite de masaje de aromaterapia
- 8) Cable tipo C

Peso: 3,31 libras. / 1,5 kilogramos
Entrada: Tipo C 5V/2A

CARGANDO


- 1) Voltee la cubierta de goma para revelar el puerto de carga USB tipo C. Conecte el cable USB tipo C al puerto de carga.
- 2) La velocidad de carga depende del adaptador que se utilice. Se sugiere utilizar un adaptador compatible con el tipo C (5 V/2 A) para cargar completamente en aproximadamente 3 horas.
- 3) Durante la carga, el indicador de encendido parpadea lentamente en verde. Cuando la luz verde deja de parpadear, el dispositivo está completamente cargado.
- 4) El indicador de alimentación muestra el nivel de la batería:
a) Luz roja intermitente: 0-10% / b) Luz verde intermitente: 10-99% / c) Luz verde fija: 100%

FUNCIONAMIENTO - VARITA DE MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES

- 1) Cambie el control en el sentido de las agujas del reloj una vez para encender el dispositivo. Cambie el control repetidamente para ajustar la temperatura durante el funcionamiento. Cambie en el sentido de las agujas del reloj para temperaturas más altas y en el sentido contrario a las agujas del reloj para temperaturas más bajas o apagado.
- 2) El indicador de temperatura indica el nivel de calor correspondiente.
Nivel 1 (luz amarilla, 45 grados Celsius) / Nivel 2 (luz naranja, 50 grados centígrados)
Nivel 3 (luz roja, 55 grados centígrados) / Nivel 4 (luz blanca, 60 grados Celsius)
- 3) Comience siempre con el nivel 1 para el primer uso.
- 4) Después de encenderlo durante 1 minuto, las varillas se calentarán y estarán listas para usar.
- 5) Coloque las varitas de piedras calientes en los brazos, hombros, cuello, espalda, abdomen, nalgas, piernas o pies de su pareja o de usted mismo y aplique las 7 habilidades de masaje para disfrutar del tratamiento de masaje con piedras calientes.
- 6) Para disfrutar del masaje con piedras calientes, aplique una pequeña cantidad de aceite de masaje ELEELS Care en la piel o en la varita antes de colocar las varitas con piedras calientes en el cuerpo.
- 7) Cambie el control en sentido antihorario una vez durante el Nivel 1 para apagar el dispositivo.
- 8) Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador de alimentación parpadea en rojo. El dispositivo se apagará en 3 minutos. Por favor recarga la batería.

FUNCIONAMIENTO - 7 HABILIDADES DE MASAJE CON LAS 2 VARILLAS

Varita de masaje con
piedras calientes
planas



Varita de masaje con
piedras calientes de
precisión



Visite el siguiente enlace para ver el tutorial de habilidades de masaje de ELEEELS S2:
<https://www.youtube.com/c/ELEEELS>

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este dispositivo está diseñado específicamente para masajes corporales utilizando piedras calientes.
- Este dispositivo y sus componentes no están diseñados para ser utilizados por niños. Aléjate de los niños.
- Coloque con cuidado las varillas sobre los soportes.
- Siempre toque las piedras primero para sentir la temperatura antes de aplicarlas en el cuerpo.
- Detenga el masaje inmediatamente si se siente incómodo.
- No utilice el dispositivo dentro de un baño finlandés con humedad muy alta.
- Apague siempre el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Evite tocar el puerto de carga o el interruptor de encendido con las manos mojadas o húmedas.
- No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor, agua u otros líquidos.
- No coloque ningún objeto ni vierta líquido sobre el dispositivo.
- Si este producto deja de funcionar, apáguelo inmediatamente. Busque asesoramiento profesional antes de intentar reutilizar este producto.
- No retire los tornillos ni intente desmontarlos.
- No deje caer el aparato.
- No manipule ni altere el aparato de ninguna manera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilice una toalla suave para limpiar el dispositivo. Agregue una cantidad mínima de detergente para limpiar el aceite de masaje.
- No limpie el dispositivo con productos químicos o alcohol.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

No utilice el ELEEELS S2 sin obtener primero la aprobación de su médico si está embarazada o le han diagnosticado alguna de las siguientes afecciones: tumor maligno, escoliosis o anomalía, hipertensión, osteoporosis, trombosis, aneurisma grave, dermatitis y otras infecciones de la piel (incluyendo inflamación del tejido subcutáneo), heridas y trastornos circulatorios graves.

Nuestra piedra caliente es un producto natural y ha sido pulida a mano, por lo que contiene ligeras variaciones de color, vetas, textura, contorno o sombreado.

GARANTÍA

SI DENTRO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O MANO DE OBRA, ELEEELS REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO; O COMPONENTE(S) FALLADO(S), SIN COSTO.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) Daños causados por accidente, abuso o mal manejo durante el transporte;
- (b) Daños derivados del uso de unidades por reparación no autorizada;
- (c) Mal funcionamiento de las unidades que no se utilizan de acuerdo con las instrucciones de cuidado de ELEEELS;
- (d) Daños cuyo costo de reparación exceda el costo del producto;
- (e) Deterioro del producto entregado resultante de un almacenamiento y/o salvaguardia anormales condiciones en las instalaciones del cliente, y



RoHS



**UK
CA**