

X1T

Percussive
Massage
Device

Instruction Manual

CORDLESS / RECHARGEABLE


24V Lithium-ion Battery

LIGHTWEIGHT DESIGN

2.4 lbs. / 1.1 kg




OPERATING



- Press power button for 2 seconds to switch on.
- Press power button again for comfort mode level 1.
- During operation, press power button repeatedly for higher speed level. The highest speed level is sports mode level 6. The blue light speed level indicator indicates the corresponding speed level.
- During sports mode level 6, press power button to pause the device.
- Massage the desired body part at your preferred speed by applying pressure as needed.
- When the battery level is lower than 10%, the power indicator flashes in red. Operation stops. Please recharge the battery.
- When the massage device stops operating after a 10-minute session, press the power button to start a new session.
- When the device stops operation for 2 minutes, the device shuts off automatically. Alternatively, press power button for 2 seconds to switch off.

We developed the ELEEELS percussive massage device to accelerate recovery and prevent muscle damage in order to relieve pain and promote circulation.

ELEEELS X1T



- 1) High-torque, high-speed brushless motor (delivers up to 50 strokes per second)
- 2) Endurance Motion Technology™ (efficient energy use and long operation time)
- 3) Quiet Motion Technology™
- 4) Sports Mode Indicator
- 5) Comfort Mode Indicator
- 6) Rechargeable lithium-ion battery (up to 10 hours of use per charge)
- 7) Cordless and Lightweight (1.1 kg)

Vibration Frequency:
Comfort Mode: Level 1 (15 strokes per second), Level 2 (20 strokes per second), Level 3 (25 strokes per second)
Sports Mode: Level 4 (30 strokes per second), Level 5 (40 strokes per second), Level 6 (50 strokes per second)

Weight: 2.4 lbs. / 1.1 kg
Charging Port: USB Type-C

HOW DO I ADJUST THE ANGLE OF THE HANDLE?

Twist the battery (handle) 180 degrees until you hear a 'click'.

MAINTENANCE & CLEANING

- Use a slightly damp towel to clean the device and a soft cloth to dry it.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the USB Type-C cable supplied by the ELEEELS for recharging.

WARNINGS & CAUTIONS


- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 10 minutes before re-using.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Apply to a clean, dry clothed area of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per area.
- Only use the device on the body's soft tissue as desired. Do not use on head or any hard, bony area of the body. Discontinue use immediately if experiencing any pain.
- Do not drop the device.
- Do not tamper or alter the device in any way.
- Never leave the device unattended during operating or charging.

4 Interchangeable Applicators



USAGE INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

- 1) Connect USB Type-C cable to the charging port.
- 2) The charging speed depends on what adapter is used. It is suggested to use a USB Type-C adapter supporting QC9V/18W, PD9V/18W, or PD15V/30W to fully charge in approximately 3-4.5 hours.
- 3) During charging, the power indicator flashes in green slowly. When the green light stops flashing, the device is fully charged.
- 4) The power indicator shows the battery level:
 - a) Flashing Red Light: 0-10%
 - b) Solid Red Light: 10-25%
 - c) Solid Blue Light: 25-75%
 - d) Solid Green Light: 75- 100%

DISCLAIMER

Please do not use the ELEEELS percussive massage device, or any massage device without first obtaining approval from your doctor if you have any of the following conditions: pregnancy, neuropathy, retinal damage, pacemaker user, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, surgical pins or plates, or you have any concerns about your physical health.

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

Please visit below link for instruction manual in other languages:
<http://www.eleeeels.com/im>

X1T

深層肌肉
振擊按摩儀

使用說明


無線
24V 高質鋰電池

輕巧設計
2.4 lbs. / 1.1 kg



ELEEELS


操作



- 按下開關鍵2秒以開機。
- 續按開關鍵一下以啟動舒適模式第1級。
- 操作進行時，續按開關鍵以調節速度至較高速度等級，最高速度為運動模式第6級。藍色速度顯示燈會顯示相應速度等級。
- 當進入運動模式第6級時，續按開關鍵一下以暫停操作。
- 使用者可因應自己的需要，使用不同模式按摩不同部位，並配合適當的按壓力度。
- 當電量低於百分之十的時候，紅色電量指示燈閃爍，操作停止，請為按摩儀充電。
- 按摩儀在連續使用10分鐘後會自動暫停，只要按下開關鍵，操作變會繼續進行。
- 當按摩儀停止運作2分鐘，按摩儀會自動關閉。另外，按下開關鍵2秒也能關閉按摩儀。

我們開發ELEEELS 深層肌肉振擊按摩儀，幫助消費者加速恢復及預防肌肉勞損，藉此緩解疼痛及促進血液循環。

ELEEELS X1T



- 1) 高速無刷馬達 (每秒振擊達50次)
- 2) 持久動力技術 (高效耐用，電力持久)
- 3) 安靜動力科技
- 4) 運動模式指示燈
- 5) 舒適模式指示燈
- 6) 高質鋰電池 (每次充電可持續使用10小時)
- 7) 無線操作，輕巧易用(只重1.1kg)

振動頻率：
 舒適模式：第1級 (每秒振擊15次) · 第2級 (每秒振擊20次) · 第3級 (每秒振擊25次)
 運動模式：第4級 (每秒振擊30次) · 第5級 (每秒振擊40次) · 第6級 (每秒振擊50次)

重量：2.4 lbs. / 1.1 kg
 充電口：USB Type-C

手柄角度調節

將電池(手柄)進行180度旋轉，完成時將會聽到「咔」的聲響。

保養及清潔

- 可使用微濕毛巾清潔裝置並用柔軟乾布擦拭乾淨。
- 切勿使用含有化學成份或酒精的產品清潔本裝置。
- 只可使用ELEEELS所提供的USB Type-C 電線充電。


警告及注意事項

- 切勿浸在水內或放近高溫的地方。保持通風口乾淨，不被灰塵遮擋。
- 切勿打開螺絲或自行維修。
- 切勿連續使用超過1小時，要讓按摩儀關閉10分鐘後才再繼續使用。
- 只供成人使用。如身體有受傷，使用前請先向醫生詢問意見。

安全指引

- 警告：為減低觸電、火災或受傷風險，請遵照以下指引使用本產品。
- 本產品祇可在乾爽的身體表面使用。使用時，可在按摩儀上輕量施加壓力並且慢慢移動，在同一位置使用時間約為60秒。
 - 請只把按摩儀用在身體的軟組織上。切勿在頭部、骨骼及關節上使用本產品。在使用過程中如發現疼痛，請立即停止使用。
 - 請勿扔摔按摩儀。
 - 切勿為按摩儀進行任何型式的改動。
 - 使用時或充電時，時刻注意本產品情況。

4 個可換按摩頭



使用說明

請在使用前閱讀

充電

- 1) 連接USB Type-C 電線到充電口。
- 2) 充電速度視乎使用甚麼充電器。我們建議使用支援QC9V/18W、PD9V/18W、PD15V/30W 的USB Type-C 充電器，每次充滿電需要大約3-4.5小時。
- 3) 充電過程中，電池上的綠色電量指示燈會閃爍。當綠色電量指示燈停止閃爍時，表示充電已完成及電池滿電。
- 4) 設有電量指示燈以顯示剩餘電量：
 - a) 閃爍紅色電量指示燈：0-10%
 - b) 長亮紅色電量指示燈：10-25%
 - c) 長亮藍色電量指示燈：25-75%
 - d) 長亮綠色電量指示燈：75-100%

免責聲明

使用ELEEELS 深層肌肉振擊按摩儀或任何按摩儀前，以下人士請先向醫生取得相關許可：懷孕、糖尿病、視網膜脫落、使用起搏器人士、剛剛完成手術、癲癇症、偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎病、近期有關節更換、裝有手術針或手術鋼板、以及任何對健康有懷疑的人士。

保養

產品在正常使用的情况下，如因機器故障、材料或生產工藝等出現問題，ELEEELS 會為客戶提供一年免費保養，更換零件或產品。

保養不包括：

- (a) 不正確使用、儲存、運輸本產品而引致的損壞；
- (b) 使用沒有授權的零件而引致的損壞；
- (c) 沒有按照正常指引使用；
- (d) 造成的損失超越產品的價值；
- (e) 由客戶不正當儲存及保護引起的惡化；以及
- (f) 未能提供附有日期的購買證明。

X1T

Appareil de massage par percussion


Manuel d'utilisation

SANS FIL / RECHARGEABLE
Batterie lithium-ion 21,6 V

DESIGN LÉGER
2,4 lbs. / 1,1 kg




UTILISATION



- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour le niveau de mode confort 1.
- Pendant le fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour augmenter la vitesse. Le niveau de vitesse le plus élevé est le niveau de mode sport 6. L'indicateur de niveau de vitesse à lumière bleue indique le niveau de vitesse correspondant.
- Au niveau 6 du mode sport, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en pause.
- Massez la partie du corps souhaitée à votre vitesse préférée en appliquant une pression au besoin.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le voyant d'alimentation clignote en rouge. L'opération s'arrête. Veuillez recharger la batterie.
- Lorsque l'appareil de massage cesse de fonctionner après une séance de 10 minutes, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer une nouvelle séance.
- Lorsque l'appareil cesse de fonctionner pendant 2 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Sinon, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre.

Nous avons développé l'appareil de massage par percussion ELEEEELS pour accélérer le rétablissement après les lésions musculaires et pour les prévenir afin de soulager de la douleur et favoriser la circulation.

ELEEEELS X1T



- 1) Moteur sans balais à couple élevé et à grande vitesse (jusqu'à 50 coups par seconde)
- 2) Endurance Motion Technology™ (utilisation efficace de l'énergie et longue durée de fonctionnement)
- 3) Quiet Motion Technology™
- 4) Indicateur de mode sport
- 5) Indicateur de mode confort
- 6) Batterie lithium-ion rechargeable (jusqu'à 10 heures d'utilisation par charge)
- 7) Sans fil et léger (1,1 kg)

Fréquence de vibration:

Mode confort: Niveau 1 (15 coups par seconde), Niveau 2 (20 coups par seconde), Niveau 3 (25 coups par seconde)
Mode sport: Niveau 4 (30 coups par seconde), Niveau 5 (40 coups par seconde), Niveau 6 (50 coups par seconde)

Poids: 2,4 lbs. / 1,1 kg
Charge: USB Type-C

COMMENT RÉGLER L'ANGLE DE LA POIGNÉE?

Faites pivoter la batterie (poignée) sur 180 degrés. Vous entendrez un « clic » quand ce sera fait.

ENTRETIEN, NETTOYAGE & STOCKAGE

- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et un chiffon doux pour le sécher.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou de l'alcool.
- Utilisez uniquement et le câble USB type-C fournis par ELEEEELS pour recharge.

AVERTISSEMENTS

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Tenez à distance des liquides et des sources de chaleur. Maintenez les entrées de ventilation libres de poussière et de débris.
- Ne retirez pas les vis et ne tentez pas de démonter l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisation réservée aux adultes. Ne pas utiliser sur une blessure. Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


DANGER: POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES PERSONNELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SELON LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Appliquez sur une zone propre et sèche du corps par pressions légères et en déplaçant l'appareil sur le corps, en comptant environ 60 secondes par zone.
- Utilisez l'appareil de massage par percussion ELEEEELS uniquement sur les tissus mous du corps comme souhaité. Ne l'utilisez pas sur la tête ni sur les zones dures et osseuses du corps. Mettez immédiatement fin à votre utilisation en cas de douleur quelconque.
- Ne faites pas tomber l'appareil.
- N'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement ou en charge sans surveillance.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

N'utilisez pas ELEEEELS ni aucun appareil de massage sans avoir obtenu au préalable l'accord de votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes : grossesse, neuropathie,

4 applicateurs interchangeables



MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

CHARGEMENT

Chargez la batterie jusqu'à 6 heures avant la première utilisation pour vous assurer qu'elle est complètement chargée. Pour charger la batterie:

- 1) Branchez l'adaptateur câble USB type-C au port de charge.
- 2) La vitesse de charge dépend de l'adaptateur utilisé. Il est conseillé d'utiliser un adaptateur de type-C compatible QC9V/18W, PD9V/18W, ou PD15V/30W pour une charge rapide en 3-4,5 heures environ.
- 3) Pendant la charge, le voyant LED vert de l'alimentation clignote lentement. Quand le voyant vert arête de clignoter, l'appareil est chargé complètement.
- 4) L'indicateur d'alimentation indique le niveau de la batterie:
 - a) Lumière rouge clignotante: 0-10 %
 - b) Lumière rouge solide: 10-25 %
 - c) Lumière bleue solide: 25-75 %
 - d) Feu vert fixe: 75 à 100 %

lésions rétinienne, utilisation d'un pacemaker, opération chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernies discales, spondylolisthésis, spondylolyse ou arthrose, prothèses articulaires récentes, broches ou plaques chirurgicales ou si vous avez tout autre souci de santé.

GARANTIE

PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT DE CE PRODUIT, S'IL TOMBE EN PANNE EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION, ELEEEELS S'ENGAGE À LE RÉPARER OU À LE REMPLACER ; OU COMPOSANT(S) DÉFAILLANTS, GRATUITEMENT.

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

CETTE GARANTIE EXCLUT:

- (a) Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation pendant le transport;
- (b) Les dommages causés par l'utilisation de pièces provenant d'une réparation non autorisée;
- (c) Le dysfonctionnement de pièces qui ne sont pas utilisées selon les instructions d'entretien d'ELEEEELS;
- (d) Les dommages pour lesquels le coût de la réparation dépasse le coût du produit;
- (e) La détérioration du produit livré en raison d'un mauvais stockage et/ou des conditions de conservation dans les locaux du client, et
- (f) Tout produit pour lequel la preuve d'achat datée ne peut être fourni.

X1T

Perkussive
Massagegerät


Bedienungsanleitung

KABELLOS/AUFLADBAR
21.6V Lithium-Ionen-Akku

LEICHTES DESIGN
2.4 lbs. / 1.1 kg




OPERATING



- Drücken Sie zum Einschalten 2 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste.
- Drücken Sie die Einschalttaste erneut für Komfortmodus Stufe 1.
- Drücken Sie während des Betriebs wiederholt die Ein/Aus-Taste, um eine höhere Geschwindigkeitsstufe zu erreichen. Die höchste Geschwindigkeitsstufe ist die Sportmodusstufe 6. Die blau leuchtende Geschwindigkeitsstufenanzeige zeigt die entsprechende Geschwindigkeitsstufe an.
- Drücken Sie im Sportmodus Stufe 6 die Ein/Aus-Taste, um das Gerät anzuhalten.
- Massieren Sie den gewünschten Körperteil mit Ihrer bevorzugten Geschwindigkeit, indem Sie nach Bedarf Druck ausüben.
- Wenn der Akkustand weniger als 10 % beträgt, blinkt die Betriebsanzeige rot. Der Betrieb stoppt. Bitte laden Sie den Akku auf.
- Wenn das Massagegerät nach einer 10-minütigen Sitzung den Betrieb einstellt, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um eine neue Sitzung zu beginnen.

Wir haben das perkussive Massagegerät ELEEELS entwickelt, um die Erholung zu beschleunigen und Muskelschäden zu verhindern. Dadurch werden Schmerzen gelindert und die Durchblutung gefördert.

ELEEELS X1T



- 1) Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor mit hohem Drehmoment (liefert bis zu 50 Hübe pro Sekunde)
 - 2) Endurance Motion Technology™ (effizienter Energieverbrauch und lange Betriebszeit)
 - 3) Quiet Motion Technology™
 - 4) Sportmodusanzeige
 - 5) Komfortmodusanzeige
 - 6) Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (bis zu 10 Stunden Betrieb pro Ladung)
 - 7) Kabellos und leicht (1.1 kg)
- Vibrationsfrequenz:
Komfortmodus: Stufe 1 (15 Hübe pro Sekunde), Stufe 2 (20 Hübe pro Sekunde), Stufe 3 (25 Hübe pro Sekunde)
Sportmodus: Level 4 (30 Schläge pro Sekunde), Level 5 (40 Schläge pro Sekunde), Level 6 (50 Schläge pro Sekunde)
- Gewicht: 2 lbs. / 0.9 kg
Ladung: USB Typ-C

- Wenn das Gerät den Betrieb für 2 Minuten unterbricht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Alternativ drücken Sie den Netzschalter für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

WIE STELLE ICH DEN WINKEL DES GRIFFS EIN?

Drehen Sie den Akku (Gri) um 180 Grad, bis er mit einem „Klick“ einrastet.

WARTUNG, REINIGUNG & LAGERUNG

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Handtuch, um das Gerät zu säubern, und ein weiches Tuch, um es zu trocknen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
- Verwenden Sie das Typ-C USB-Kabel, das von ELEEELS zum Aufladen geliefert wird.

WARNUNGEN & VORSICHT


- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten und Lüftungsöffnungen von Staub und Schmutz freihalten.
- Entfernen Sie keine Schrauben oder versuchen Sie das Gerät nicht zu zerlegen.
- Nicht mehr als eine Stunde ununterbrochen in Betrieb lassen. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten ausruhen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Nur für Erwachsene. Nicht verwenden, wenn eine Verletzung vorhanden ist. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: UM DAS RISIKO VON STROMSCHLÄGEN, BRÄNDEN UND PERSONENSCHÄDEN ZU VERRINGERN, MUSS DIESES PRODUKT GEMÄß DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:

- Auf einen sauberen, trocken bekleideten Körperbereich auftragen. Leicht drücken und ca. 60 Sekunden pro Körperbereich.
- Only use the device on the body's soft tissue as desired. Do not use on the head or any hard, bony areas of the body. Discontinue use immediately if experiencing any pain.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie gewünscht auf dem Weichgewebe des Körpers. Nicht auf dem Kopf oder irgendwelche harte, knöcherne Bereiche am Körper verwenden. Sofort aufhören das Gerät zu verwenden, wenn Sie Schmerzen fühlen.
- Gerät nicht fallen lassen.

4 austauschbare Applikatoren



ANWEISUNGEN

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH

Laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zu 6 Stunden lang auf, um sicherzustellen, dass er vollständig aufgeladen ist. So laden Sie den Akku auf:

- 1) Schließen dem Typ-C USB-Kabel an den Ladeanschluss an.
- 2) Die Ladegeschwindigkeit hängt davon ab, welcher Adapter verwendet wird. Es wird empfohlen, einen Typ-C-Adapter zu verwenden QC9V/18W, PD9V/18W, oder PD15V/30W Unterstützung, damit das Gerät in ca. 3-4.5 Stunden vollständig aufgeladen werden kann.
- 3) Während des Ladevorgangs blinkt die grüne LED-Lichtanzeige langsam. Wenn das grüne Licht aufhört zu blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- 4) Die LED-Power-Anzeige zeigt den Akkustand an:
 - a) Blinkendes rotes Licht: 0-10 %
 - b) Rotes Dauerlicht: 10-25 %
 - c) Dauerhaftes blaues Licht: 25-75 %
 - d) Grünes Dauerlicht: 75-100 %

- Das Gerät in keiner Weise beeinträchtigen oder verändern.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt bedienen oder aufladen lassen.

Haftungsausschluss

Bitte verwenden Sie den ELEEELS X3 oder irgendein Massagegerät nicht ohne vorherige Genehmigung Ihres Arztes, wenn Sie eine der folgenden Bedingungen haben: Schwangerschaft, Neuropathie, Netzhautschäden, Herzschrittmacher-Benutzer, kürzliche Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse, oder Spondylose, kürzlicher Gelenkersatz, chirurgische Stifte oder Platten, oder wenn Sie irgendwelche Bedenken über Ihre körperliche Gesundheit haben.

GARANTIE

WENN, AB VERKAUFSDATUM, INNERHALB EINEM JAHR, DIESES PRODUKT AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS AUSFÄLLT, WIRD ES VON ELEEELS REPARIERT ODER ERSETZT: ODER AUSGEFALLENE KOMPONENTEN, KOSTENLOS.

DIESE GARANTIE DECKT NICHT:

- (a) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Behandlung während des Transports verursacht werden;
- (b) Schäden, die durch die Verwendung von unautorisierten Einheiten zur Reparatur entstehen;
- (c) Fehlfunktion von Geräten, die nicht gemäß den ELEEELS-Warteanweisungen verwendet werden;
- (d) Schäden, bei denen die Kosten der Reparatur die Kosten des Produkts übersteigen;
- (e) Beeinträchtigung des gelieferten Produkts durch ungewöhnliche Lager- und/oder Schutzbedingungen beim Kunden, und;
- (f) Produkte, für das kein Kaufbeleg mit Datum vorgelegt werden kann.

X1T


Dispositivo de Masaje Percusivo

Manual de Instrucciones

INALÁMBRICO / RECARGABLE
Batería de iones de Litio de 21.6 V

DISEÑO LIVIANO
2.4 lbs. / 1.1 Kgs.

FUNCIONAMIENTO




- Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para encender.
- Vuelva a pulsar el botón de encendido para el nivel 1 del modo de confort.
- Durante la operación, presione el botón de encendido repetidamente para un nivel de velocidad más alto. El nivel de velocidad más alto es el nivel 6 del modo deportivo. El indicador de nivel de velocidad de luz azul indica el nivel de velocidad correspondiente.
- Durante el modo deportivo nivel 6, presione el botón de encendido para pausar el dispositivo.
- Masajee la parte del cuerpo deseada a la velocidad que prefiera aplicando presión según sea necesario.
- Cuando el nivel de la batería es inferior al 10 %, el indicador de alimentación parpadea en rojo. La operación se detiene. Recargue la batería.
- Cuando el dispositivo de masaje deje de funcionar después de una sesión de 10 minutos, presione el botón de encendido para iniciar una nueva sesión.



Pudimos desarrollar el Dispositivo de Masaje de Percusión ELEEELS para acelerar la recuperación y prevenir el daño muscular para aliviar el dolor y promover la circulación.

ELEEELS X1T



- 1) Motor sin escobillas de alta torsión y alta velocidad (entrega hasta 50 golpes por segundo)
- 2) Endurance Motion Technology™ (uso eficiente de la energía y largo tiempo de operación)
- 3) Quiet Motion Technology™
- 4) Indicador de modo deportivo
- 5) Indicador de modo de confort
- 6) Batería Recargable de iones de Litio (hasta 10 horas de uso por carga)
- 7) Inalámbrico y Liviano (1.1 kg)

Frecuencia de Vibración:
Modo Confort: Nivel 1 (15 golpes por segundo), Nivel 2 (20 golpes por segundo), Nivel 3 (25 golpes por segundo)
Modo deportivo: Nivel 4 (30 golpes por segundo), Nivel 5 (40 golpes por segundo), Nivel 6 (50 golpes por segundo)

Peso: 2.4 lbs. / 1.1 kg
Carga: USB tipo C

- Cuando el dispositivo deja de funcionar durante 2 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente. Alternativamente, presione el botón de encendido durante 2 segundos para apagar.

CÓMO AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA EMPUÑADURA

Gire la batería (empuñadura) 180 grados. Se escuchará un "clic" cuando se complete el giro.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Puede usar una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y un paño suave para secarlo.
- No debe limpiar el dispositivo con productos químicos o alcohol.
- Debe utilizar solamente el y el Cable USB-Tipo C suministrado por ELEEELS para recargar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- No debe sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantener los puertos de ventilación libres de polvo y escombros.
- No debe quitar los tornillos ni intente desmontarlos.
- No lo opere constantemente por más de una hora. Debe permitir que el dispositivo descanse durante 10 minutos antes de volver a usarlo.
- Puede ser usado por adultos solamente. No debe usarlo si está lesionado. Por favor, consulte a su médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Aplicar en un área limpia y seca del cuerpo presionando levemente y moverlo por el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por área
- Utilice el dispositivo solo en el tejido blando del cuerpo según lo desee. No lo use en la cabeza ni en ninguna zona dura ni huesuda del cuerpo. Suspnda su uso de forma inmediata si experimenta algún dolor
- No debe dejar caer el dispositivo.

4 aplicadores intercambiables



INSTRUCCIONES

POR FAVOR, DEBE LEER ANTES DE SU USO.

CARGA

Debe cargar la batería por completo hasta 6 horas antes del primer uso. Para cargar la batería:

- 1) Debe conectar con un Cable USB-Tipo C al puerto de carga.
- 2) La velocidad de carga depende de qué adaptador se use. Sugerimos usar un adaptador Tipo-C que soporte QC9V/18W, PD9V/18W o PD15V/30W para cargar por completo alrededor de 3-4.5 horas.
- 3) Cuando se lleve a cabo la carga, el indicador de Encendido de la luz LED verde parpadea lentamente. Cuando la luz verde deja de parpadear, el dispositivo está cargado por completo.
- 4) El indicador de encendido muestra el nivel de la batería:
 - a) Luz roja intermitente: 0-10%
 - b) Luz roja sólida: 10-25%
 - c) Luz azul sólida: 25-75%
 - d) Luz verde fija: 75-100%

- No debe manipular ni alterar el dispositivo de ninguna manera.
- Nunca dejar el dispositivo funcionando o cargando sin supervisión.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Por favor, no utilizar ELEEELS ni ningún dispositivo de masaje sin obtener primero la Aprobación de su Médico si tiene alguna de las siguientes condiciones: Embarazo, Neuropatía, Daño en la retina, Usuario con Marcapasos, Cirugía reciente, Epilepsia o Migrañas, Hernias Disciales, Espondilolistesis, Espondilólisis o Espondilosis, Reemplazos recientes de Articulaciones, Pernos o Placas quirúrgicas, o si tiene alguna inquietud sobre su Salud Física.

GARANTÍA

SI DENTRO DE UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA POR DEFECTO EN EL MATERIAL O LA MANO DE OBRA DE TRABAJO, ELEEELS REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO; O EL/LOS COMPONENTE(S) FALLIDO(S), SIN CARGO.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) Daño causado por accidente, abuso o mal manejo durante el transporte;
- (b) Daños derivados del uso de unidades de reparación no autorizada;
- (c) Mal funcionamiento de las unidades que no se utilizan de acuerdo con las Instrucciones de Cuidado de ELEEELS;
- (d) Daño por el cual el costo de reparación excede el costo del producto;
- (e) Deterioro del producto entregado como resultado de un almacenamiento inadecuado y/o condiciones de protección en las instalaciones del cliente, y
- (f) Cualquier producto para el que no se pueda proporcionar un comprobante de compra con su respectiva fecha.

X1T

Dispositivo per
massaggio a
percussione


Manuale d'istruzioni

SENZA FILI/RICARICABILE
Batteria agli ioni di litio 21,6V

DESIGN LEGGERO
2.4 libbre / 1,1 Kg




FUNZIONAMENTO



- Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere.
- Premere nuovamente il pulsante di accensione per la modalità comfort livello 1.
- Durante il funzionamento, premere ripetutamente il pulsante di accensione per aumentare la velocità. Il livello di velocità più alto è il livello di modalità sport 6. L'indicatore del livello di velocità della luce blu indica il livello di velocità corrispondente.
- Durante la modalità sport livello 6, premere il pulsante di accensione per mettere in pausa il dispositivo.
- Massaggiare la parte del corpo desiderata alla velocità preferita applicando la pressione necessaria.
- Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso. Il funzionamento si interrompe. Si prega di ricaricare la batteria.
- Quando il dispositivo di massaggio smette di funzionare dopo una sessione di 10 minuti, premere il pulsante di accensione per avviare una nuova sessione.

Abbiamo ideato il dispositivo per massaggi a percussione ELEEEELS per accelerare la guarigione, prevenire danni muscolari e per dare sollievo al dolore e favorire la circolazione.

ELEEEELS X1T



- 1) Motore brushless a coppia elevata e ad alta velocità (fino a 50 corse al secondo)
- 2) Endurance Motion Technology™ (uso efficiente dell'energia e tempo di funzionamento lungo)
- 3) Quiet Motion Technology™
- 4) Indicatore modalità sport
- 5) Indicatore modalità comfort
- 6) Batteria agli ioni di litio ricaricabile (fino a 10 ore di utilizzo per carica)
- 7) Senza fili e leggero (1,1 kg)

Frequenza di vibrazione:
Modalità Comfort: Livello 1 (15 colpi al secondo), Livello 2 (20 colpi al secondo), Livello 3 (25 colpi al secondo)
Modalità Sport: Livello 4 (30 colpi al secondo), Livello 5 (40 colpi al secondo), Livello 6 (50 colpi al secondo)

Peso: 2 libbre/0,9 kg
Carica: USB Tipo-C

- Quando il dispositivo smette di funzionare per 2 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente. In alternativa, premere il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere.

COME FACCIO A REGOLARE L'ANGOLO DELL'IMPUGNATURA?

Ruotare la batteria (impugnatura) di 180 gradi. A rotazione completata si sentirà un "click"

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire il dispositivo e un panno morbido per asciugarlo.
- Non pulire il dispositivo con agenti chimici o con alcol.
- Utilizzare solo il cavo USB di tipo C dati in dotazione dalla ELEEEELS per la ricarica.

ATTENZIONE

- Non immergere il dispositivo in acqua. Tenerlo lontano da liquidi o da fonti di calore. Mantenere libere da polvere e particelle le porte di ventilazione.
- Non rimuovere le viti o tentare di smontare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in maniera continuativa per più di un'ora. Lasciarlo riposare per 10 minuti prima di riutilizzarlo.
- Da utilizzare esclusivamente su adulti. Non utilizzare se feriti. Consultare il medico prima dell'utilizzo del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO: AL FINE DI RIDURRE RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E FERITE ALLE PERSONE, IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Applicare su parti del corpo pulite e asciutte, premendo leggermente e muovendosi lungo il corpo per circa 60 secondi a zona.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli del corpo come desiderato. Non utilizzare sulla testa o su parti del corpo ossee. Interrompere immediatamente l'uso se si sente dolore.
- Evitare di far cadere il dispositivo.
- Non manomettere o modificare in alcun modo il dispositivo.
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo quando in uso o in carica.

4 applicatori intercambiabili



ISTRUZIONI

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'USO

RICARICA

Ricaricare completamente la batteria fino a 6 ore prima del primo utilizzo. Per caricare la batteria:

- 1) Collegare con il cavo USB di tipo C alla porta di ricarica.
- 2) La velocità di ricarica dipende da che adattatore si utilizza. Consigliamo di utilizzare un adattatore di Tipo C che supporti supporting QC9V/18W, PD9V/18W, oppure PD15V/30W per ricaricare completamente il dispositivo in circa 3-4.5 ore.
- 3) Durante la ricarica, la luce a LED verde che indica il livello di batteria lampeggerà lentamente. Quando la luce verde smetterà di lampeggiare, il dispositivo sarà completamente carico.
- 4) L'indicatore di alimentazione mostra il livello della batteria:
 - a) Luce rossa lampeggiante: 0-10%
 - b) Luce rossa fissa: 10-25%
 - c) Luce blu fissa: 25-75%
 - d) Luce verde fissa: 75-100%

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Non utilizzare l'ELEEEELS né altri dispositivi per il massaggio senza aver prima ottenuto l'approvazione del medico, se in presenza di una delle seguenti condizioni: gravidanza, neuropatia, danni alla retina, portatori di pace-maker, recenti interventi chirurgici, epilessia o emicrania, ernia al disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, recenti protesi alle articolazioni, piastre o chiodi chirurgici, o in caso di dubbi sul proprio stato di salute.

GARANZIA

QUALORA IL PRODOTTO SI GUASTI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO A CAUSA DI DIFETTI MATERIALI O DI FABBRICAZIONE, ELEEEELS RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ IL PRODOTTO O LE COMPONENTI GUASTE GRATUITAMENTE;

LA PRESENTE GARANZIA ESCLUDE:

- (a) Danni causati da incidenti, abuso o trasporto mal effettuato;
- (b) Danni derivanti dall'utilizzo di componenti da riparazioni non autorizzate;
- (c) Malfunzionamento di componenti che non sono utilizzate in conformità con le istruzioni di cura di ELEEEELS;
- (d) Danni per i quali il costo di riparazione superi il costo del prodotto;
- (e) Deterioramento del prodotto consegnato a causa di conservazione anormale e/o anormali condizioni di cura presso la sede del cliente e;
- (f) Prodotti per i quali non possa essere fornita prova d'acquisto datata.

X1T

perkustinis
masažo
prietaisas

Instrukcijų vadovas

BELAIDAS / PAKRAUJAMAS


21,6 V ličio jonų baterija

LENGVAS DIZAINAS

2,4 svaro. / 1,1 kg




EKSPLOATACIJA



- Norėdami įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką 2 sekundes.
- Dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad pasiektumėte 1 komforto režimo lygį.
- Veikimo metu pakartotinai paspauskite maitinimo mygtuką, kad padidintumėte greitį. Didžiausias greičio lygis yra 6 sporto režimo lygis. Mėlynos šviesos greičio lygio indikatorius rodo atitinkamą greičio lygį.
- Esant 6 sporto režimo lygiui, paspauskite maitinimo mygtuką, kad pristabdytumėte įrenginį.
- Masažuokite pageidaujamą kūno dalį pageidaujamu greičiu, prireikus spausdami.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10%, maitinimo indikatorius mirksi raudonai. Veikimas sustoja. Įkraukite akumuliatorių.
- Kai masažo įrenginys nustoja veikti po 10 minučių seanso, paspauskite maitinimo mygtuką, kad pradėtumėte naują seansą.
- Kai įrenginys nustoja veikti 2 minutėms, jis automatiškai išsijungia. Arba 2 sekundes paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte.

Sukūrėme perkusinį masažo prietaisą ELEEEELS, kuris pagreitintų atsigavimą ir apsaugotų nuo raumenų pažeidimų, kad sumažintų skausmą ir pagerintų kraujotaką.

ELEEEELS X1T



Iš šono

Galinis vaizdas

- 1) Didelio sukimo momento, didelio greičio bešepetėlis variklis (per sekundę atlieka iki 50 smūgių)
- 2) Endurance Motion Technology™ (efektyvus energijos naudojimas ir ilgas veikimo laikas)
- 3) Quiet Motion Technology™
- 4) Sporto režimo indikatorius
- 5) Komforto režimo indikatorius
- 6) Įkraunama ličio baterija (iki 10 valandų naudojimo vienu įkrovimu)
- 7) Belaidis ir lengvas (1,1 kg)

Vibracijos dažnis:

Komforto režimas: 1 lygis (15 smūgių per sekundę), 2 lygis (20 smūgių per sekundę), 3 lygis (25 smūgiai per sekundę)
Sporto režimas: 4 lygis (30 smūgių per sekundę), 5 lygis (40 smūgių per sekundę), 6 lygis (50 smūgių per sekundę)

Svoris: 2,4 svaro. / 1,1 kg

Įkrovimas: USB Type-C

KAIP REGULIUOTI RANKENOS KAMPĄ?

Pasukite bateriją (rankeną) 180 laipsnių, kol išgirsite spragtelėjimą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prietaisui valyti naudokite šiek tiek drėgną rankšluostį, o nususinti – minkštu skudurėliu.
- Nevalkite prietaiso chemikalais ar alkoholiu.
- Įkrovimui naudokite tik ELEEEELS pateiktą USB Type-C laidą.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGIAI

- Nenardinkite į vandenį. Laikyti atokiai nuo skysčių ar šilumos šaltinių. Ventilacijos angas laikykite švarias nuo dulkių ir šiukšlių.
- Nenuimkite varžtų ir nebandykite išardyti.
- Nedirbkite nepertraukiamai ilgiau nei vieną valandą. Leiskite įrenginiui pailsėti 10 minučių prieš pakartotinai naudodami.
- Tik suaugusiems. Nenaudoti susižeidus. Prieš naudodami šį produktą pasitarkite su gydytoju.


SAUGOS INSTRUKCIJOS

PAVOJUS: SUMAŽINANT ELEKTROS SMŪGIO, GAISRO IR ASMENS SUŽALOJIMO

RIZIKĄ, ŠĮ GAMINĮ BŪTINA NAUDOTI PAGAL TOLIAS INSTRUKCIJAS:

- Tepkite ant švarios, sausos kūno vietos, lengvai paspausdami ir judindami per visą kūną maždaug 60 sekundžių vienoje srityje.
- Prietaisą naudokite tik minkštiesiems kūno audiniams, jei norite. Nenaudoti ant galvos ar bet kurios kietos, kauluotos kūno vietos. Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei pajusite skausmą.
- Nenumeskite prietaiso.
- Jokiu būdu negadinkite ir nekeiskite prietaiso.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros veikimo ar įkrovimo metu.

4 Keičiami aplikatoriai



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA PRAŠOME PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJANT

Įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite akumuliatorių iki 6 valandų, kad įsitikintumėte, jog jis visiškai įkrautas. Norėdami įkrauti akumuliatorių:

- 1) Prijunkite C tipo USB kabelį prie įkrovimo prievado.
- 2) Įkrovimo greitis priklauso nuo naudojamo adapterio. Siūloma naudoti USB Type-C adapterį, palaikantį QC9V/18W, PD9V/18W arba PD15V/30W, kad pilnai įkrautumėte maždaug per 3–4,5 valandas.
- 3) Įkrovimo metu maitinimo indikatorius lėtai mirksi žaliai. Kai žalia lemputė nustoja mirksėti, prietaisas yra visiškai įkrautas.
- 4) Maitinimo indikatorius rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį:
 - a) mirksi raudona šviesa: 0–10 %
 - b) lūstis raudona šviesa: 10–25 %
 - c) Vientisa mėlyna šviesa: 25–75 %
 - d) nuolat šviečia žalia šviesa: 75–100 %

ATSISAKYMAS

Nenaudokite ELEEEELS perkusinio masažo prietaiso ar bet kokio masažo prietaiso, prieš tai negavęs gydytojo sutikimo, jei turite bet kurią iš šių būklių: nėštumas, neuropatija, tinklainės pažeidimas, širdies stimulatoriaus naudojimas, neseniai atlikta operacija, epilepsija ar migrena, diskų išvarža, spondilolistezė, spondilolizė ar spondilozė, neseniai atlikti sąnarių keitimai, chirurginiai kaiščiai ar plokštelės arba nerimaujate dėl savo fizinės sveikatos.

GARANTIJA

JEI PER VIENUS METUS NUO ĮSIGIJIMO DATOS ŠIS PREKĖS SUVEIKS DĖL MEDŽIAGOS AR DARBINĖS TRUKMĖS, ELEEEELS PRADĖS PATAISYTI ARBA PAKEISTI PREKĖ; ARBA GEDANTAS KOMPONENTAS (-AI), NEMOKAMAS

ŠI GARANTIJA NEĮSKAIČIUOTA:

- a) žala, padaryta dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo elgesio gabenimo metu;
- b) žala, atsiradusi dėl vienetų naudojimo dėl neteisėto remonto;
- c) Įrenginių, kurie naudojami ne pagal ELEEEELS priežiūros instrukcijas, gedimas;
- d) žala, kurios remonto kaina viršija gaminio kainą;
- e) pristatyto produkto gedimas dėl nenormalaus laikymo ir (arba) saugos sąlygas kliento patalpose ir
- f) Bet koks produktas, kurio pirkimo įrodymo data negali būti pateikta.